

Anvisningarhandbok för förbesvetsat band med bulrör

Produktens namn: Presvetsat band med bulrör

Program:

Ortodontisk buktub med band används för ortodontisk tandvård. I klinisk verksamhet är det ortodontiska bandsnäcksröret fixerat på tandytan för att ge stöd för att korrigera missbildade tänder och uppnå målet med tandjustering.

Produktfunktion:

Att anpassa tänderna är en mycket långsam process. Den behöver professionella tandläkare för att utforma behandlingsmetoder och flytta tänder från befintligt läge till planerat läge. Tandproteserna ska flytta tänder genom kraft från tråd, hållare, och bukslang, förbesvetsat band med bukslang, för att flytta tänder till konstruerat läge och slutligen justera tänder. Det används av kliniska ortodontister för att behandla tandvård hos människor.

Produkttyp och specifikation:

Presvetsat band med magsäcken är indelade i två typer: Straight-Wire och Edgewise-rör. Specifikationer omfattar Edgewise svetsbara rör, Edgewise svetsbart rör A-typ-rör, svetsbart straight-Wire-rör, svetsbart straight-Wire Roth och svetsbart straight-Wire McBait.

Delad i olika specifikationer beroende på bandets omkrets.

Egenskaper hos produkten:

1. Bandet vid förbesvetsat band med magsäcken bör vara styvt.
2. Materialen i det ortodontiska bukröret med ring är 17-4ph och 06Cr19Ni10, som är förenliga med bestämmelserna i GB/ t1220-2007 av rostfritt stål och har god biokompatibilitet.
3. Svetsstyrkan mellan bandet och magsäcken krävs.

Installera och använda metoden:

1. Produkten är endast tillgänglig för tandläkare med utbildning.
2. Innan produkten används bör tandytan rengöras och produkten rengöras och desinficeras.
3. Speciella ortodontiska bindemedel bör klistras in homogent i bandet.
4. Placera bandet korrekt vid tanden och vänta på att reagensen för bindning är torr.
5. Varje hänvisning till produkten är avsedd för olika tänder. Den kan bara passa designad tand. Missbruk kommer inte att uppfylla behandlingsmålet. Dessutom kan det kalla felaktig blockering.
6. När bandet väl har sjunkit under behandlingen bör omrastat reagens vara samma referens och typ av samma tillverkare.
7. Efter behandlingen bör avlägsnandet av produkten vara under instruktioner från tandläkare för att undvika alla skador på patienten.

8. Produkten får svetsas med andra ortodontiska tillbehör. Men svetsstyrkan krävs för att undvika fall.

Vård för användning för produkter med olika typ och specifikation:

1. Eftersom förbesvetsat band med bukslang för rak tråd inte är inställt med vinkeln, måste tandläkaren böja tråden på relevant plats av tråd för hand, så att produktens läge och vinkel stämmer överens med varje tand.

2. Eftersom vinkeln för förbesvetsat band med bukslang för taggtråd har fastställts behöver inte tandläkaren böja tråd. Det finns en normal profilerad tråd som passar med produktens position och vinkel genom att helt enkelt sätta in tråd i produktens hål.

Vård:

1. Det är nödvändigt att desinficera produkten innan den används. Normal tvätt och/eller ren med alkohol ändrar inte produktens färg eller profil och påverkar inte behandlingsresultaten.

2. Det är inte tillåtet att bita hård mat under behandlingen. Det kan tappa puffran.

3. Produkten används en gång och får inte användas på nytt.



Kontraindikationer:

Patienten är allergisk mot rostfritt stål.



Produkten kan endast användas en gång. Upprepad användning är inte tillåten.

Lagring: Förvara i icke-korrosiv atmosfär och ventilerad miljö

Utgångstid: tre år. Tillverkningsdatum och satsnummer är märkta på paketet

Version: A/2 2020-12

Märk:



Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10, le Verd, 255AA,
Haag, Nederländerna
E-mail: peter@lotusnl.com
Tel: +31644168999

Innovative Material och Enheter, Inc.
Byggnad#5, No.615, Fengdeng Road, Jiading District, Shanghai
Tel: 86-21-59156556 Fax: 86-21-59156686
www.imdmedical.com