

Bedienungsanleitung für Pre-geschweißtes Band mit

Buchsschlauch

Name des Produkts: Prägeschweißtes Band mit Buchstube

Anwendung:

Kieferorthopädische Buchstube mit Band wird für die Kieferorthopädie verwendet. Im klinischen Betrieb wird die Kieferbandröhre an der Zahnoberfläche fixiert, um die Korrektur fehlgebildeter Zähne zu unterstützen und das Ziel der Zahnausrichtung zu erreichen.

Produkt Funktion:

Die Zahnausrichtung ist ein sehr langsamer Prozess. Es braucht professionelle Zahnärzte, um Behandlungsmethoden zu entwerfen und die Zähne von der bestehenden Position zur geplanten Position zu bewegen. Die Zahnprothesen bewegen die Zähne durch Kraft von Draht, Klammer und Buchstube, prägeschweißtem Band mit Buchstube, um die Zähne an eine entworfene Position zu bringen und die Zähne schließlich auszurichten. Es wird von klinischen Kieferorthopäden zur kieferorthopädischen Behandlung des menschlichen Gebisses verwendet.

Art und Spezifikation des Produkts:

Pre-geschweißtes Band mit Buchstube ist in zwei Typen unterteilt: Straight-Wire und Edgewise Tube. Zu den Spezifikationen gehören Edgewise Schweißschlauch, Edgewise Schweißschlauch A Typ Rohr, schweißbare gerade-Wire Rohr, schweißbare gerade-Wire Roth und schweißbare gerade-Wire McBaiter.

Unterteilt in verschiedene Spezifikationen entsprechend dem Umfang des Bandes.

Eigenschaften des Produkts:

1. Das Band am prägeschweißten Band mit Buchschlauch sollte steif sein.
2. Die Materialien des Kiefernholzrohrs mit Ring sind 17-4ph und 06Cr19Ni10, die den Bestimmungen von GB/t1220-2007-Edelstahlstange entsprechen und eine gute Biokompatibilität aufweisen.
3. Die Schweißfestigkeit zwischen Band und Buchrohr ist erforderlich.

Installieren und anwenden:

1. Das Produkt ist nur für Zahnärzte mit Ausbildung erhältlich.
2. Vor der Verwendung des Arzneimittels sollte die Zahnoberfläche gereinigt und das Produkt gereinigt und desinfiziert werden.
3. Spezielle kieferorthopädische Bindungsreagenzien sollten homogen in das Band geklebt werden.
4. Legen Sie das Band richtig auf den Zahn und warten Sie auf die Trocknung des Klebereagenzes.
5. Jede Referenz des Produktes ist für verschiedene Zähne konzipiert. Es passt nur auf entworfenen Zahn. Jegliche missbräuchliche Anwendung wird dem Behandlungsziel

nicht gerecht. Außerdem könnte es falsche Okklusion nennen.

6. Sobald das Band während der Behandlung abnimmt, sollte das neu aufgeklebte Reagenz dieselbe Referenz und denselben Typ des gleichen Herstellers sein.

7. Nach der Behandlung sollte die Entfernung des Arzneimittels unter Anleitung von Zahnärzten erfolgen, um Verletzungen des Patienten zu vermeiden.

8. Das Produkt darf mit anderen kieferorthopädischen Zubehörteilen geschweißt werden. Die Schweißfestigkeit ist jedoch erforderlich, um eine Abnahme zu vermeiden.

Sorgt für die Verwendung von Produkten mit unterschiedlicher Art und Spezifikation:

1. Da das prägeschweißte Band mit Buchstaben für gerader Draht nicht mit Winkel eingestellt ist, muss der Zahnarzt den Draht an der entsprechenden Stelle des Drahtes von den Händen biegen, um sicherzustellen, dass die Position und der Winkel des Produktes mit jedem Zahn übereinstimmen.

2. Da der Winkel des prägeschweißten Bandes mit Buchstabe für den Kantendraht eingestellt wurde, braucht der Zahnarzt keinen Draht zu biegen. Ein normaler Profildraht ist passend zu Position und Winkel des Produktes durch einfach Draht in das Loch des Produktes.

Karriere:

1. Es ist ein Muss, die Desinfektionsbehandlung des Produkts vor Gebrauch zu machen. Normale Waschen und/oder Reinigen durch Alkohol ändert keine Farbe oder Profil des Produkts und wird nicht Auswirkungen auf die Behandlungsergebnisse.

2. Es ist nicht erlaubt, harte Lebensmittel während der Behandlung zu beißen. Es könnte die Schleuse fallen lassen.

3. Das Produkt wird nur einmal verwendet und darf nicht wiederholt verwendet werden.



Gegenanzeigen:

Patient allergisch auf Edelstahl.



Das Produkt kann nur einmal verwendet werden. Eine wiederholte Verwendung ist nicht gestattet.

Lagerung: In nicht korrosiver Atmosphäre und belüfteter Umgebung aufbewahren


Laufzeit: 3 Jahre. Herstellungsdatum und Losnummer sind auf dem Paket beschriftet

Version: A/2 2020-12

Mark:



┌ ┌ Lotus NL B.V.
└ └ Koningin Julianaplein 10,le Verd,2595AA,
┌ ┌ Den Haag,Niederlande
└ └ E-mail:peter@lotusnl.com
Tel: +31644168999

┌ ┌ Innovative Materialien und Geräte,Inc.
└ └  Gebäude "","",Nr.615,Fengdeng Road, Jiading District,Shanghai
┌ ┌ Tel: 86-21-59156556 Fax:86-21-59156686
└ └ www.imdmedical.com