

# Instructiehandleiding voor voorgelasseerde band met buccale buis

**Naam van het product:** Pre-lassed band met buccale buis

**Toepassing:**

Orthodontische buccale buis met band wordt gebruikt voor orthodontische tandheelkunde. In de klinische praktijk wordt de orthodontische band buccal tube bevestigd op het tandoppervlak om ondersteuning te bieden voor de correctie van misvormde tanden en het doel van de tanduitlijning te bereiken.

**Functie product:**

Tanden uitlijning is een zeer traag proces. Het heeft professionele tandartsen nodig om behandelingsmethoden te ontwerpen en tanden te verplaatsen van bestaande positie naar geplande positie. De tandprothesen moeten de tanden met kracht bewegen van draad, beugel en buccale buis, voorgegelaste band met buccale buis, om de tanden naar een ontworpen positie te bewegen en tanden uiteindelijk te richten. Het wordt gebruikt door klinische orthodontisten voor orthodontische behandeling van menselijke tandheelkunde.

**Soort en specificatie van het product:**

Pre-gelaste band met buccale buis wordt verdeeld in twee soorten: Straight-Wire en Edgewadus buis. Specificaties zijn Edgewise gelastbare buis, Edgewise gelastbare buis A type buis, gelastbare straight-wire buis, gelastbare straight-Wire Roth, en gelastbare straight-Wire McMcBer.

Verdeeld in verschillende specificaties volgens de omtrek van de band.

**Product eigenschappen:**

1. De band bij de voorgelasseerde band met buccale buis moet stijf zijn.
2. De materialen van de orthodontische buccale buis met ring zijn 17-4ph en 06Cr19Ni10, die in overeenstemming zijn met de bepalingen van GB/t1220-2007 roestvrij stalen staaf en een goede biocompatibiliteit hebben.
3. De laskracht tussen band en buccale buis is vereist.

**Installeer en gebruik methode:**

1. Het product is alleen beschikbaar voor tandartsen met opleiding.
2. Voordat het product wordt gebruikt, moet het tandoppervlak worden gereinigd en moet het product worden gereinigd en ontsmet.
3. Het speciaal orthodontisch bindmiddel moet homogeen in de band worden geplakt.
4. Plaats de band op de juiste wijze aan de tand en wacht op droog van het bindmiddel.
5. Elke referentie van het product is ontworpen voor verschillende tanden. Het past alleen in ontworpen tand. Misbruik voldoet niet aan de behandeldoelstelling. Bovendien

kan het een verkeerde occlusie noemen.

6.Zodra de band tijdens de behandeling is afgenomen, moet het herpasted reagens dezelfde referentie en type van dezelfde fabrikant zijn.

7.Na de behandeling dient de verwijdering van het product te worden onderworpen aan instructies van tandartsen om eventuele letsels van de patiënt te voorkomen.

8.Het product mag lassen met andere orthodontische accessoires.Echter, de laskracht is nodig om vallen te voorkomen.

### **Zorgt voor gebruik voor een product met een ander type en specificatie:**

1.Omdat de voorgegelaste band met buccale buis voor rechte draad niet met hoek is ingesteld, moet de tandarts draad buigen op de relevante plaats van de draad door handen, zodat de positie en de hoek van het product past bij elke tand.

2.Omdat de hoek van de pre-lassed band met buccale buis voor snijdende draad is ingesteld, hoeft de tandarts geen draad te buigen.Een normale profieldraad is beschikbaar geschikt met positie en hoek van het product door simpelweg draad in het gat van het product te plaatsen.

### **Carries:**

1.Het is een must om de desinfectie behandeling van het product vóór gebruik te doen.Normale was en/of schoon do or alcohol zal niet veranderen van kleur of profiel van het product en zal geen effect hebben op de behandelingsresultaten.

2.Het is niet toegestaan om harde voedingsmiddelen tijdens de behandeling te bijten.Het kan de buis laten vallen.

3.Het product wordt voor één keer gebruikt en mag geen herhaling gebruiken.



### **Contraindicaties:**

Patiënt allergisch voor roestvrij staal.



Het product kan slechts voor één keer worden gebruikt.Herhaaldelijk gebruik is niet toegestaan.

**Opslag:** Bewaren in niet-corrosieve atmosfeer en geventileerde omgeving

**Expiratie term:** drie jaar.De fabricagedatum en het nummer van de partij staan op de verpakking

Version:A/2 2020-12

### **Markering:**





Lotus NL B.V.

Koningin Julianaplein 10,le Verd,2595AA,

Den Haag, Nederland

E-mail:peter@lotusnl.com

Tel: +31644168999



Innovatieve materialen en apparaten, Inc.

Gebouw 35;5,No.615,Fengdeng Road, Jiading District,Sjanghai

Tel: 86-21-5915656 Fax:86-21-59156686

[www.imdmedical.com](http://www.imdmedical.com)