

Instrucciones de tubo bucal

Nombre del producto: tubo bucal

Uso previsto:

El tubo bucal se utiliza para el tratamiento de ortodoncia. En la operación clínica, fije el tubo bucal en la cara de los dientes, suministrando la fuerza de apoyo que se utiliza para el tratamiento de ortodoncia, para lograr el propósito de alinear los dientes.

Función del producto:

El tratamiento de ortodoncia es un proceso largo y lento, durante este proceso; Requiere que el dentista profesional trate los dientes no lisos con varios métodos, para que los dientes se muevan a la posición correcta. Los médicos profesionales utilizan productos de ortodoncia como brackets de ortodoncia, tubos bucales y tubos bucales de anillo de ortodoncia para aplicar varios tipos de fuerzas de ortodoncia sobre los dientes, con el fin de mover los dientes a la posición correcta y lograr el propósito de alineación. Es utilizado por ortodoncistas clínicos para el tratamiento de ortodoncia de la dentición humana.

Tipo de producto, especificación:

Los modelos de tubo bucal se dividen en dos tipos: tubo recto y tubo Edgewise . Las especificaciones incluyen Edgewise tubo soldable , Edgewise soldable tubo Un tipo tubo , soldable recta -W IRE tubo , soldable recta Wire-Roth, y soldable recta-Wire McBeTr, bondable tubo Edgewise, bondable tipo Edgewise A, bondable recta-Wire tubo , recto bondable -Wire Roth, McBeTr de alambre recto adherible.

Según los diferentes conceptos y sistemas de tratamiento de ortodoncia clínica, se divide en dos tipos: Edgewise y Straight-Wire. Cada tipo de producto se divide en diferentes especificaciones debido a la forma en que se fija a los dientes y al tamaño tridimensional.

Producir rendimiento:

1. El tubo bucal tiene cierta resistencia a la soldadura.
2. El material del tubo bucal es 17-4ph, acero inoxidable 304 (06Cr19Ni10), de acuerdo con las disposiciones de la varilla de acero inoxidable GB / t1220-2007, con buena biocompatibilidad.
3. La fuerza de retención de la superficie del esmalte no debe ser inferior a 30 N cuando el tubo bucal se utiliza con adhesivo de esmalte.

Manual de instalación y usuario (tubo bucal adherible):

1. El producto solo lo utiliza el dentista profesional después de la formación.
2. Antes de usar, limpie la superficie de los dientes, la base del tubo bucal y desinfecte el producto.
3. Haga garabatos con el adhesivo especializado de manera uniforme en la superficie de los dientes y la base del tubo bucal.

4. Coloque correctamente el tubo bucal en la superficie de los dientes y fíjelo después de que el adhesivo reaccione.
5. Cada tubo bucal se usa para el diente designado; de lo contrario, no logrará el efecto deseado, incluso causará el trastorno oclusal.
6. Durante el tratamiento, el tubo bucal puede caerse, al reparar, conviene elegir el producto con la misma especificación en la misma fabricación.
7. Después del tratamiento, la extracción del tubo bucal debe realizarse bajo la dirección del dentista clínico para evitar lesiones innecesarias.

Manual de instalación y uso (tubo bucal soldable):

1. El producto solo lo utiliza el dentista profesional después de la formación.
2. El dentista debe soldar el tubo bucal soldable a las bandas para llegar al tubo bucal de prohibiciones pre-soldables de ortodoncia.
3. Antes de usar, limpie la superficie de los dientes, el interior del tubo de bandas de ortodoncia y desinfecte el producto.
4. Haga garabatos con el adhesivo especializado de manera uniforme en la cara interna del tubo de bandas de ortodoncia.
5. Coloque el tubo de las bandas presoldables en los dientes, fíjelo después de que el adhesivo reaccione.
6. Cada tubo bucal de bandas se usa para el diente designado; de lo contrario, no logrará el efecto deseado, incluso causará el trastorno oclusal.
7. Durante el tratamiento, las bandas del tubo bucal pueden caerse, al remendar, conviene elegir el producto con la misma especificación en la misma fabricación.
8. Después del tratamiento, la extracción de las bandas del tubo bucal debe realizarse bajo la dirección del odontólogo clínico para evitar lesiones innecesarias.
9. Los accesorios de ortodoncia se pueden soldar en las bandas-tubo, pero deben asegurarse de la resistencia de la soldadura para evitar que se caigan.

El uso de atención de diferentes tipos, especificaciones de productos:

1. El tubo bucal de borde soldable no tiene el ángulo preestablecido y su base es lisa, por lo que debe soldarse en las bandas y doblar tipos de bucles en los alambres del arco de ortodoncia para que cada diente esté en la posición correcta y ángulo.
2. El tubo bucal soldable Roth & MBT tiene un ángulo preestablecido y su base es lisa, por lo que debe soldarse en las bandas, pero elimina la necesidad de doblar los bucles, un arco de alambre con la forma básica puede hacer cada diente para alinear a la posición correcta.
3. El tubo bucal de borde adherible tiene el formato de estructura reticular, por lo que solo necesita adherirse directamente a la cara del diente, pero no tiene el ángulo preestablecido, por lo que requiere que el dentista doble el lazo en los arcos de alambre. para colocar cada diente en la posición y el ángulo correctos.
4. El tubo bucal Roth & MBT adherible tiene el formato de estructura reticular, por lo que solo necesita adherirse directamente en la cara del diente, pero tiene el ángulo preestablecido, por lo que elimina la necesidad de doblar los bucles, un arco de

alambre con la forma básica puede hacer que cada diente se alinee en la posición correcta.

Atención:

1. Desinfectar antes de usar.

Limpiar normalmente o pasar un paño con alcohol, sin ningún cambio de color después de la limpieza, y no afectará el efecto ortodóncico.

2. No coma alimentos duros cuando use el tubo bucal para evitar la caída del tubo bucal.

3. El producto solo es desechable, no lo use repetidamente.



Contraindicación:

Las personas sensibles al acero inoxidable deben usarlo con precaución.

Marcos:





El producto solo es desechable, no lo reutilice.

Método de conservación: almacenado en gas no corrosivo, ambiente de ventilación.

Período de validez: Los términos del producto son de 3 años, verifique el número de lote en el empaque para la fecha de producción.

Versión: A / 2

 Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10,le Verd,2595AA,
La Haya , Holanda
orreo electrónico : peter@lotusnl.com
Tel: +31644168999

 Material y dispositivos innovadores, Inc
Edificio n. ° 5, n. ° 615, Fengdeng Road, distrito de Jiading, Shanghai
Tel: 86-21-59156556 Fax:86-21-59156686
www.imdmedical.com