

Instrukcje dotyczące rurki policzkowej

Nazwa produktu: Rurka policzkowa

Przeznaczenie:

Rurka policzkowa służy do leczenia ortodontycznego. W operacji klinicznej należy przymocować rurkę policzkową do powierzchni zębów, dostarczając siłę podporową wykorzystywaną do leczenia ortodontycznego, tak aby osiągnąć cel wyrównania zębów.

Funkcja produktu:

Leczenie ortodontyczne jest procesem długotrwałym i powolnym, podczas tego procesu; to wymaga profesjonalnej Z dentystę do czynienia z ONZ-gładki zębów z kilku metod, tak aby zęby przejść do właściwej pozycji. Profesjonalni lekarze stosują produkty ortodontyczne, takie jak zamki ortodontyczne, rurki policzkowe i ortodontyczne rurki policzkowe, do przykładania różnego rodzaju sił ortodontycznych na zęby, aby przesunąć zęby do właściwej pozycji i osiągnąć cel wyrównania. Stosowany jest przez ortodontów klinicznych do leczenia ortodontycznego uzębienia ludzkiego.

Rodzaj produktu, specyfikacja:

Modele rurki policzkowej dzielą się na dwa typy: rurki Straight-Wire i Edgewise. Dane obejmują sztorc rurę zgrzewalną, sztorc zgrzewać rurę typ A rury, zgrzewalną prostą -Wire rury, zgrzewalną łuku prostego Roth i zgrzewalną łuku prostego McBeTr, spajanej rurę sztorc, spajanej na sztorc typu A, spajanej łuku prostego rury, wiążący się prostą -Wire Roth, klejony drut prosty McBeTr.

Zgodnie z różnymi koncepcjami i systemami ortodontycznego leczenia klinicznego, dzieli się je na dwa typy: Edgewise i Straight-Wire. Każdy rodzaj produktu jest podzielony na różne specyfikacje ze względu na sposób mocowania do zębów i trójwymiarowy rozmiar.

Wydajność produkcji:

1. Rurka policzkowa ma pewną wytrzymałość zgrzewalną.
2. Materiał rurki policzkowej to stal nierdzewna 17-4ph, 304 (06Cr19Ni10), zgodnie z przepisami pręta ze stali nierdzewnej GB / t1220-2007, o dobrej biokompatybilności.
3. Siła retencyjna powierzchni szkliva powinna być nie mniejsza niż 30N, gdy rurka policzkowa jest używana z klejem do szkliva.

Instrukcja instalacji i obsługi (policzkowa rurka klejąca):

1. Produkt jest używany wyłącznie przez profesjonalnego dentystę po przeszkoleniu.
2. Przed użyciem należy wyczyścić powierzchnię zębów, podstawę rurki policzkowej i zdezynfekować produkt.
3. Nasmaruj równomiernie specjalistyczny klej na powierzchni zębów i podstawie rurki policzkowej.
4. Rurki policzkowe włożyć prawidłowo w powierzchnię zębów, przymocować po zadziałaniu kleju.

5. Każda rurka policzkowa jest używana na wyznaczony ząb, w przeciwnym razie nie osiągnie zamierzonego efektu, nawet spowoduje zaburzenie zgryzu.
6. Podczas zabiegu rurka policzkowa może opaść, podczas naprawy należy wybrać produkt o tej samej specyfikacji, tego samego producenta.
7. Po zabiegu usunięcie rurki policzkowej powinno odbywać się pod kierunkiem stomatologa klinicznego, aby uniknąć niepotrzebnego urazu.

Instrukcja instalacji i obsługi (zgrzewalna rurka policzkowa):

1. Produkt jest używany wyłącznie przez profesjonalnego dentystę po przeszkoleniu.
2. Dentysta powinien przyspawać zgrzewalną rurkę policzkową do opasek, aby połączyć ją z ortodontyczną rurką policzkową przed zgrzewaniem Bans.
3. Przed użyciem należy wyczyścić powierzchnię zębów, wewnętrzną stronę opasek ortodontycznych i zdezynfekować produkt.
4. Narysuj równomiernie specjalistyczny klej na wewnętrznej powierzchni rurki opasek ortodontycznych.
5. Na zęby nałożyć wstępnie zgrzewalną rurkę opaski, zapiąć po zadziałaniu kleju.
6. Każda opaska rurki policzkowej jest stosowana na wyznaczony ząb, w przeciwnym razie nie osiągnie zamierzonego efektu, nawet spowoduje zaburzenie zgryzu.
7. Podczas zabiegu opaski może opaść rurka policzkowa, podczas naprawy należy wybrać produkt o tej samej specyfikacji, tej samej produkcji.
8. Po zabiegu usunięcie opaski policzkowej powinno odbywać się pod kierunkiem stomatologa klinicznego, aby uniknąć niepotrzebnego urazu.
9. Akcesoria ortodontyczne mogą być przyspawane do rurki opaskowej, ale powinny zapewniać wytrzymałość zgrzewania, aby uniknąć upadku.

Wykorzystanie uwagi różnych typów, specyfikacje produktów:

1. Zgrzewalna rurka policzkowa policzkowa nie ma ustawionego kąta, a jej podstawa jest gładka, więc należy ją przyspawać na opaskach i zagiąć rodzaje pętli na łukach ortodontycznych, aby każdy ząb był we właściwej pozycji i kącie.
2. Zgrzewalna rurka policzkowa Roth & MBT ma zadany kąt, a jej podstawa jest gładka, więc trzeba ją zgrzewać na opaskach, ale nie ma potrzeby wyginania pętli, jeden łuk z podstawową formą może zrobić każdy ząb aby wyrównać do prawidłowej pozycji.
3. Przyklejana edgewise rurka policzkowa ma format struktury siateczkowej, więc wystarczy ją skleić bezpośrednio na powierzchni zęba, ale nie ma wstępnie ustawionego kąta, więc dentysta musi zagiąć pętlę na łukach aby każdy ząb był we właściwej pozycji i pod odpowiednim kątem.
4. Rurka policzkowa Roth & MBT do klejenia ma format struktury siatkowej, więc wystarczy skleić bezpośrednio na licu zęba, ale ma wstępnie ustawiony kąt, dzięki czemu nie ma potrzeby zginania pętli, jeden łuk z podstawową formą może sprawić, że każdy ząb będzie ustawiony we właściwej pozycji.

Uwaga:

1. Zdezynfekuj przed użyciem.
Normalne czyszczenie lub wycieranie alkoholem, bez zmiany koloru po czyszczeniu i nie wpłynie na efekt ortodontyczny.
1. Nie spożywaj twardych pokarmów podczas używania rurki policzkowej, aby uniknąć upadku rurki policzkowej.
2. Produkt jest jednorazowy, nie należy go używać wielokrotnie.



Przeciwwskazanie:

Osoby wrażliwe na stal nierdzewną powinny używać z ostrożnością.

Znak:



Produkt jest jednorazowy, nie używaj go ponownie.

Metoda konserwacji: Przechowywać w niekorozyjnym gazie, w środowisku wentylacyjnym.

Okres ważności: Okres ważności produktu wynosi 3 lata, proszę sprawdzić numer partii na opakowaniu pod kątem daty produkcji.

Wersja: A/2



Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10, le Verd, 2595AA,
Haga, Holandia
E-mail: peter@lotusnl.com
Tel: +31644168999



Innowacyjne materiały i urządzenia, Inc
Budynek nr 5, nr 615, Fengdeng Road, dzielnica Jiading, Szanghaj
Tel: 86-21-59156556 Fax: 86-21-59156686
www.imdmedical.com