

Instruktionsmanual til forisvejset bånd med mundrør

Produktnavn: Førsejset bånd med mundrør

Anvendelse:

Ortodontisk buccal tube med bånd anvendes til ortodontisk tandlægebehandling. I den kliniske operation er det ortodontiske bånd, der er fastgjort på tandoverfladen for at yde støtte til korrektion af misdannede tænder og opnå målet om tandjustering.

Produktfunktion:

Retning af tænder er en meget langsom proces. Det har brug for professionelle tandlæger til at designe behandlingsmetoder og flytte tænder fra eksisterende position til planlagt stilling. Tandproteserne skal bevæge tænder gennem kraft fra wire, bracket og mundrør, før-sejset bånd med mundrør, for at flytte tænder til konstrueret position og til sidst indstille tænder. Det anvendes af kliniske ortodonister til ortodontisk behandling af human dentation.

Produkttype og -specifikation:

Førsejset bånd med mundrør er opdelt i to typer: Straight-Wire og Edgewise rør. Specifikationerne omfatter Edgewise svejsbare rør, Edgewise svejsbare rør A-type rør, svejsbare rør, svejsbare direkte tråd Roth, og svejsbare højretråd McBekr.

Opdeling i forskellige specifikationer afhængig af båndets omkreds.

Produktegenskaber:

1. Båndet på det presvejsete bånd med mundrør skal være stift.
2. Materialerne i det ortodontiske buccal-rør med ring er 17-4ph og 06Cr19Ni10, som er i overensstemmelse med bestemmelserne i GB/ t1220-2007 rustfrit stål stang og har god biokompatibilitet.
3. Der kræves svejsningstyrke mellem bånd og mundrør.

Installér og brug metode:

1. Produktet er kun tilgængeligt for tandlæger med uddannelse.
2. Før produktet anvendes, skal tandoverfladen rengøres, og produktet skal rengøres og desinficeres.
3. Særlig reagens til ortodontisk binding skal pastes homogent inden i båndene.
4. Anbring båndet korrekt på tanden og afvent, at reagenset til bonding er tørt.
5. Hver reference til produktet er beregnet til forskellige tænder. Den kan kun passe til den designede tand. Misbrug vil ikke opfylde behandlingsmålet. Desuden kan det kaldes forkert okklusion.
6. Når båndet er faldet under behandlingen, skal gensplejset reagens være samme reference og type af samme fabrikant.
7. Efter behandling skal fjernelsen af produktet ske efter instruktion fra tandlæger for at undgå, at patienten kommer til skade.
8. Produktet kan svejses med andre ortodontiske tilbehør. For at undgå fald er det

imidlertid nødvendigt med svejsestyrke.

Karrier til brug for produkter med forskellig type og specifikation:

1. Da forisvejset bånd med mundrør til straight wire ikke er sat med vinkel, skal tandlægen bøje wire på det relevante sted af wire med hænderne for at sikre, at produktets position og vinkel passer til hver tand.

2. Da vinklen med presvejset bånd med mundrør til kantklogt tråd er sat, behøver tandlægen ikke at bøje tråd. Der findes en normal profiltråd, der passer til produktets position og vinkel gennem simpel anbringelse af tråd i produktets hul.

Kare:

1. Det er en pligt til at desinficere produktet før brug. Normal vask og/eller rengøring med alkohol ændrer ikke produktets farve eller profil og påvirker ikke behandlingsresultaterne.

2. Det er ikke tilladt at bide hårde fødevarer under behandlingen. Det kan smide snablen.

3. Varen anvendes én gang og må ikke anvendes gentages.



Kontraindikationer:

Patient allergisk over for rustfrit stål.



Produktet kan kun anvendes én gang. Ingen gentagen brug er tilladt.

Opbevaring: Opbevares i ikke-ætsende atmosfære og ventileret miljø

Udløbsperiode: 3 år. Fremstillingsdato og lotnummer er angivet på pakningen

Version: A/2 2020-12

Mærke:



Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10, le Verd, 25AA,
Haag, Nederlandene
E-mail: peter@lotusnl.com
Tel: +3164416899



Innovative materialer og anordninger, Inc
Bygning 355, No. 615, Fengdeng Road, Jiading District, Shanghai

Tel: 86-21-59156556 Fax:86-21-5915686
www.imdmedical.com