

Istruzioni del tubo buccale

Nome del prodotto: tubo buccale

Destinazione d'uso:

Il tubo buccale viene utilizzato per il trattamento ortodontico. Nell'operazione clinica, fissare il tubo buccale sulla faccia dei denti, fornendo la forza di supporto utilizzata per il trattamento ortodontico, in modo da raggiungere lo scopo di allineare i denti.

Funzione del prodotto:

Il trattamento ortodontico è un processo lungo e lento, durante questo processo; richiede che il dentista professionista si occupi dei denti non lisci con diversi metodi, in modo da far muovere i denti nella posizione corretta. I medici professionisti utilizzano prodotti ortodontici come staffe ortodontiche, tubi buccali e tubi buccali ad anello ortodontico per applicare vari tipi di forze ortodontiche sui denti, in modo da spostare i denti nella posizione corretta e raggiungere lo scopo dell'allineamento. È utilizzato dagli ortodontisti clinici per il trattamento ortodontico della dentatura umana.

Tipo di prodotto, specifica:

I modelli di tubo buccale si dividono in due tipi: Tubo dritto e tubo Edgewise. Specifiche includono Edgewise tubo saldabile, Edgewise saldabile tubo tipo A tubo, dritto saldabile -Wire tubo, saldabile straight-Wire Roth, e saldabile straight-Wire McBeTr, bondable tubo Edgewise, bondable tipo Edgewise A, straight-Wire bondable tubo, dritto bondable -Wire Roth, filo dritto saldabile McBeTr.

Secondo diversi concetti e sistemi di trattamento ortodontico clinico, è diviso in due tipi: Edgewise e straight-Wire. Ogni tipologia di prodotto è suddivisa in diverse specifiche per la modalità di fissaggio alla dentatura e per la dimensione tridimensionale.

Produrre prestazioni:

1. Il tubo buccale ha una certa resistenza alla saldatura.
2. Il materiale del tubo buccale è 17-4ph, acciaio inossidabile 304 (06Cr19Ni10), in conformità con le disposizioni dell'asta di acciaio inossidabile GB/t1220-2007, con una buona biocompatibilità.
3. La forza di ritenzione della superficie dello smalto non deve essere inferiore a 30 N quando il tubo buccale viene utilizzato con adesivo per smalto.

Manuale di installazione e utente (tubo buccale incollabile):

1. Il prodotto viene utilizzato solo dal dentista professionista dopo la formazione.
2. Prima dell'uso, pulire la superficie dei denti, la base del tubo buccale e disinfettare il prodotto.
3. Scarabocchia uniformemente l'adesivo speciale sulla superficie dei denti e sulla base del tubo buccale.
4. Posizionare correttamente il tubo buccale nella superficie dei denti, fissarlo dopo che l'adesivo ha reagito.

5. Ogni tubo buccale viene utilizzato per il dente designato, altrimenti non otterrà l'effetto desiderato, anche se causerà il disturbo occlusale.
6. Durante il trattamento, il tubo buccale potrebbe cadere, quando riparato, dovrebbe scegliere il prodotto con le stesse specifiche nella stessa manifattura.
7. Dopo il trattamento, la rimozione del tubo buccale deve essere eseguita sotto la direzione del dentista clinico per evitare lesioni non necessarie.

Manuale di installazione e uso (tubo buccale saldabile):

1. Il prodotto viene utilizzato solo dal dentista professionista dopo la formazione.
2. Il dentista dovrebbe saldare il tubo buccale saldabile alle bande per renderlo al tubo buccale di divieti pre-saldabile ortodontico.
3. Prima dell'uso, pulire la superficie dei denti, l'interno del tubo delle bande ortodontiche e disinfettare il prodotto.
4. Scarabocchiare uniformemente l'adesivo specializzato sulla faccia interna del tubo delle bande ortodontiche.
5. Mettere le fascette pre-saldabili sui denti, fissarle dopo che l'adesivo ha reagito.
6. Ogni tubo buccale delle bande viene utilizzato per il dente designato, altrimenti non otterrà l'effetto desiderato, anche se causerà il disturbo occlusale.
7. Durante il trattamento, il tubo buccale delle bande potrebbe cadere, in caso di riparazione, scegliere il prodotto con le stesse specifiche nella stessa fabbricazione.
8. Dopo il trattamento, la rimozione delle bande del tubo buccale deve essere eseguita sotto la direzione del dentista clinico per evitare lesioni non necessarie.
9. Gli accessori ortodontici sono autorizzati a saldare sul tubo-banda, ma devono garantire la forza di saldatura per evitare la caduta.

L'uso di attenzione di diversi tipi, specifiche prodotti:

1. Il tubo buccale saldabile non ha l'angolo prestabilito e la sua base è liscia, quindi deve essere saldato sulle bande e piegare i tipi di cappi sui fili dell'arco ortodontico per rendere ogni dente nella posizione corretta e angolo.
2. Il tubo buccale Roth & MBT saldabile ha un angolo preimpostato e la sua base è liscia, quindi deve essere saldato sulle bande, ma elimina la necessità di piegare i cappi, un filo ad arco con la forma di base può fare ogni dente per allinearsi nella posizione corretta.
3. Il tubo buccale bondable edgewise ha il formato della struttura reticolare, quindi ha solo bisogno di legarsi direttamente sulla faccia del dente, ma non ha l'angolo preimpostato, quindi richiede che il dentista pieghi l'ansa sui fili dell'arco per rendere ogni dente nella posizione e nell'angolazione corrette.
4. Il tubo bucci incollabile Roth & MBT ha il formato della struttura reticolare, quindi ha solo bisogno di legarsi direttamente sulla faccia del dente, ma ha l'angolo preimpostato, quindi elimina la necessità di piegare le anse, un filo d'arco con la forma base può fare in modo che ogni dente si allinei nella posizione corretta.

Attenzione:

1. Disinfettare prima dell'uso.

Pulisci normalmente o pulisci con l'alcol, senza alcun cambiamento di colore dopo la pulizia e non influenzerà l'effetto ortodontico.

2. Non mangiare il cibo duro quando si utilizza il tubo buccale per evitare la caduta del tubo buccale.
3. Il prodotto è solo usa e getta, si prega di non utilizzare ripetutamente.



Controindicazione:

Le persone sensibili all'acciaio inossidabile dovrebbero usare con cautela.

Marchio:



Il prodotto è solo usa e getta, si prega di non riutilizzare.

Metodo di conservazione: Immagazzinato in gas non corrosivo, ambiente ventilato.

Periodo di validità: La durata del prodotto è di 3 anni, si prega di controllare il numero di lotto sulla confezione per la data di produzione.

Versione: A/2



Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10,le Verd,2595AA,
L'Aia , Paesi Bassi
E-mail: peter@lotusnl.com
Tel: +31644168999



Materiali e dispositivi innovativi, Inc
Edificio n. 5, n. 615, Fengdeng Road, distretto di Jiading, Shanghai
Tel: 86-21-59156556 Fax:86-21-59156686
www.imdmedical.com