

Kézikönyv előhegesztett szalag és bukkálcső gyártásához

A termék neve: előhegesztett szalag, szárazcsőrrel

Alkalmazás:

Orthodontikus bukkárcső pánttal, ortodox fogászathoz használatos. A klinikai műveletek során a szájüregi csövet a fogfelületre rögzítik, hogy támogassa a deformált fogak helyesbítését, és elérje a fogbeállítás célját.

A termék funkciója:

A fogak hozzáigazítása nagyon lassú folyamat. Szakmai fogorvosokra van szükség a kezelési módszerek tervezéséhez, és a fogak elmozdításához a jelenlegi helyzetből a tervezett pozícióba. A műfogsoroknak a fogakat huzalból, állványból és szárazcsőrrel, előhegesztett szalagból, szárazcsőrrel kell mozgatniuk, hogy a fogakat a tervezett pozícióba mozdítsák, és végül a fogakat hozzáigazítsák. A klinikai fogszabályozók alkalmazzák az emberi fogászat fogszabályozására.

Terméktípus és termékleírás:

Az előhegesztett szalag és a bukkálcső két típusra oszlik: egyenes drót és Edgewise cső. A specifikációk közé tartozik az Edgewise hegeszthető cső, az Edgewise hegeszthető A típusú cső, a hegeszthető egyenes-drótú cső, a hegeszthető egyenes-Wire Roth és a hegeszthető egyenes-Wire McFER.

Különböző leírásokba osztva, a sáv területének megfelelően.

A termék tulajdonságai:

1. Az előhegesztett, vízálló csővel ellátott szalag merev lehet.

2. A gyűrűs ortodon bukkárcső anyagai a 17-4ph és 06Cr19Ni10, amelyek összhangban vannak a GB/ t1220 - 2007 rozsdamentes acélrúd rendelkezéseivel, és jól kompatibilisek a biokompatibilitással.

3. A szalag és a szárazcsőrendszer közötti hegesztési szilárdság szükséges.

A módszer telepítése és használata:

1. A termék csak gyakorlott fogorvosok számára áll rendelkezésre.

2. A készítmény használata előtt a fogfelületet meg kell tisztítani, a terméket pedig tisztítani és fertőtleníteni kell.

3. Speciális ortodox kötőreagenst homogén módon kell beilleszteni a sávba.

4. Helyesen helyezze a szalagot a foghoz, és várja meg, hogy megszáradjon a kötőreagens.

5. A termék minden hivatkozását különböző fogra tervezték. Csak a tervezett fog fér bele. Bármilyen visszaélés nem felel meg a kezelési célnak. Továbbá, rossz elzáródásnak is nevezhetjük.

6. Ha a sáv a kezelés során leesik, az újrapasztalt reagensnek azonos vonatkoztatási és típusúnak kell lennie.

7. A kezelés után a készítmény eltávolítását fogászati orvosok utasítására kell

elvégezni, hogy elkerüljék a beteg sérülését.

8.A termék más fogszabályzós tartozékokkal is hegeszthet.A vízesés elkerülése érdekében azonban a hegesztés erejére van szükség.

A különböző típusokkal és specifikációkkal rendelkező termék használata:

1.Mivel a közvetlen drót előhegesztett szalagját nem szöges szögből állítják be, a fogorvosnak meg kell hajlítania a drótot a drót megfelelő helyén, hogy a termék helyzete és szöge minden foghoz illeszkedjen.

2.Rendelkezésre áll egy normál profilú drót, amely a termék helyzetével és szögével illeszkedik, és egyszerűen drót kerül a termék gödrébe.

Gondok:

1.Használat előtt fertőtleníteni kell a terméket.A szokásos lemosás és/vagy alkoholos tisztítás nem változtatja meg a termék színét vagy profilját, és nem befolyásolja a kezelés eredményeit.

2.A kezelés alatt nem szabad kemény ételeket harapni.Lehet, hogy leesik a product.

3.A terméket csak egyszer használják, és nem szabad ismételni.



Ellenjavallatok:

A beteg allergiás a rozsdamentes acélra.



A termék csak egyszer használható fel.Ismételt használat nem megengedett.

Tárolás: nem korrozív környezetben és szellőztetett környezetben tárolandó

Lejárat ideje: három év.A gyártási dátum és a tétel száma a csomagoláson van feltüntetve

Version:A/2 2020-12

Jel:



Lotus NL B.V.
Koningin Juliaplein 10,le Verd,2595AA,
Hágai,Hollandia
E-mail:peter@lotusnl.com
Tel: +316416899

Innovatív anyagok és eszközök
Building X5,no.615,Fengdeng Road, Jiading District,Shanghai
Tel: 86-21-59156556 fax:86-21-59156686
www.imdmedical.com