

# Manual de instrucție pentru band ă sudată cu tub bucal

**Denumirea produsului:** band ă sudată cu tub bucal

## **Aplicație:**

Ortodontic tub bucal cu band ă este utilizat pentru stomatologie ortodontică. În activitatea clinică, banda bucală ortodontică este fixată pe suprafața dintelui pentru a oferi sprijin pentru corectarea dinților deformați și pentru a atinge scopul alinierii dinților.

## **Funcția produsului:**

Alinierea dinților este un proces foarte lent. Este nevoie de dentiști profesioniști pentru a proiecta metode de tratament și pentru a muta dinții de la poziția existentă la poziția planificată. Protezele dentare trebuie să se deplaseze cu forța din sârmă, paranteze și tub bucal, band ă sudată cu tub bucal, pentru a muta dinții în poziția proiectată și pentru a alinia dinții în cele din urmă. Medicamentul este utilizat de către ortodontii medicali medicali pentru tratamentul ortodontic al dentiției umane.

## **Tip de produs și specificație:**

Banda sudată cu tub bucal este împărțită în două tipuri: Tub Straight-Wire și Edgewise. Specificațiile includ tevi de sudură Edgewise, tevi de sudat tip A, tevi de sudat direct-wire, tevi de sudat drept-Wire Roth, și sudabil drept-Wire McBETr.

Împărțit în specificații diferite în funcție de circumferința formației.

## **Proprietăți de produs:**

1. Formația de la band ă sudată cu tub bucal trebuie să fie rigidă.
2. Materialele tubului bucal ortodontic cu inel sunt 17-4ph și 06Cr19Ni10, care sunt conforme cu prevederile țării inoxidabile GB/ t1220-2007 și au o bună biocompatibilitate.
3. Este necesară forța de sudare între band ă și tub bucal.

## **Instalează și utilizează metoda:**

1. Produsul este disponibil numai pentru stomatologi cu pregătire.
2. Înainte de a utiliza produsul, suprafața dinților trebuie curățată și produsul trebuie curățat și dezinfectat.
3. Reactivul special de lipire ortodontică trebuie lipit omogen în interiorul benzii.
4. Pune banda la dinte corect și așteaptă uscarea reactivului de lipire.
5. Fiecare referință a produsului este proiectată pentru diferite dinți. Se poate potrivi doar dintele proiectat. Orice abuz nu va atinge obiectivul de tratament. Mai mult, poate însemna ocluzie greșită.
6. Odată ce banda scade în timpul tratării, reactivul re-pastat trebuie să fie aceeași referință și tip de producător.
7. După tratament, îndepărtarea medicamentului trebuie să fie supusă instrucțiunilor medicilor stomatologi, pentru a evita orice vătămare a pacientului.
8. Produsul este permis să sudeze cu alte accesorii ortodontice. Cu toate acestea, forța sudării este necesară pentru a evita căderea.

### Îngrijește utilizarea pentru produse cu diferite tipuri și specificații:

1. Deoarece banda sudată pre-sudată cu tub bucal pentru sârmă dreaptă nu este setată cu unghi, dentistul trebuie să îndoiască sârma la locul relevant de sârmă de mâini, astfel încât să se asigure poziția și unghiul produsului este potrivit cu fiecare dinte.

2. Deoarece s-a stabilit unghiul benzii sudate cu tub bucal pentru sârma de margine, dentistul nu trebuie să îndoiască sârma. Un fir de profil normal este disponibil și se potrivește cu poziția și unghiul de produs prin pur și simplu pune sârmă în gaura de produs.

### Îngrijire:

1. Este necesar să se facă un tratament de dezinfectare a produsului înainte de utilizare. Spălarea normală și/sau curățarea cu alcool nu va schimba culoarea sau profilul produsului și nu va afecta rezultatele tratamentului.

2. Nu este permis să muște alimente dure în timpul tratamentului. S-ar putea să-i scadă glanda.

3. Produsul este utilizat pentru o singură dată și nu este permis să se repete.



### Contraindicații:

Pacientul e alergic la oțel inoxidabil.



Produsul poate fi utilizat doar pentru o singură dată. Nu se permite utilizarea repetată.

**Depozitare:** A se păstra în atmosferă corozivă și în mediul ventilat

**Termenul de expirare:** trei ani. Data fabricării și numărul lotului este etichetat pe ambalaj

Version: A/2 2020-12

### Marca:



Lotus NL B.V.  
Koningin Julianaplein 10, le Verd, 2595AA,  
Haga, Olanda  
E-mail: peter@lotusnl.com  
Tel: +31648999

Materiale și dispozitive inovatoare, Inc.  
Clădire #5, No. 615, Fengdeng Road, Jiading District, Shanghai  
Tel: 86-21-591565556 Fax: 86-21-59156686  
www.imdmedical.com