

Manual de instruções para Banda pré-soldada com Tubo bucal

Nome do produto: Banda pré-soldada com Tubo bucal

Aplicação:

Tubo bucal ortodontico com Banda é usado para odontologia ortodontia. Em operação clínica, o Tubo bucal de Banda ortodôntica é FIXO Na superfície do dente para fornecer suporte para a correção de dentes mal formados e alcançar o objetivo do alinhamento do dente.

Função do produto:

O alinhamento DOS dentes é um processo Muito lento. Ele Precisa de dentistas profissionais para projetar métodos de tratamento e mover dentes Da posição existente para a posição planejada. Os dentes devem mover OS dentes através Da força do fio, suporte e Tubo bucal, Banda pré-soldada com Tubo bucal, a FIM de mover OS dentes para a posição projetada e alinhar OS dentes eventualmente. É utilizado por ortodontistas clínicos para o tratamento ortodôntico Da dentição humana.

Tipo e especificação do produto:

Banda pré-soldada com Tubo bucal são divididas EM dois tipos: Straight-Wire e Edgewise tube. Especificações incluem Tubo Edgewise Weldable, Tubo Edgewise weldable Um Tubo de Tipo A, Tubo de ligação direta soldada, Welable straight-Wire Roth, e weldable straight-Wire McBeTr.

Dividido EM especificações diferentes de acordo com a circunferência Da banda.

Propriedades do produto:

1. A Banda EM Banda pré-soldada com Tubo bucal deve ser rígida.
2. Os materiais do Tubo bucal ortodôntico com anel são 17-4PH e 06Cr19Ni10, que estão de acordo com as disposições Da haste de aço inoxidável GB/ t1220-2007 e têm boa biocompatibilidade.
3. É necessária a força de solda entre a Banda e o Tubo bucal.

Método de instalação e utilização:

1. O Produto só está disponível para dentistas com formação.
2. Antes de utilizar o produto, a superfície DOS dentes deve ser limpa e o Produto deve ser LIMPO e desinfetado.
3. O reagente ortodôntico especial deve ser colado de forma homogênea Dentro Da banda.
4. Coloque a Banda no dente corretamente e espere para secar o reagente de ligação.
5. Cada referência do Produto é concebida para dentes diferentes. Só cabe um dente desenhado. Qualquer utilização indevida não atingirá o objectivo do tratamento. Além disso, Pode chamar de oclusão errada.
6. Uma vez que a Banda seja reduzida Durante o tratamento, o reagente re-colado

Tel: +31644168999



Material e dispositivos inovadores, Inc

Edifício Jos35, 5, No.615, Fengdeng Road, Jiading District, Xangai

Tel: 86-21-59156556 Fax:86-21-59156686

www.imdmedical.com