

## Manuale di istruzioni per la banda prefronzata con tubo bucco

**Nome del prodotto:** Nastri prefaldati con tubo bucco

### **Applicazione:**

Il tubo ortodontico bucco con banda è usato per odontoiatria ortodontica. Nel funzionamento clinico, il tubo ortodontico della banda buccia è fissato sulla superficie dei denti per fornire supporto per la correzione dei denti malformati e raggiungere l'obiettivo dell'allineamento dei denti.

### **Funzione del prodotto:**

L'allineamento dei denti è un processo molto lento. Ha bisogno di dentisti professionisti per progettare metodi di trattamento e spostare i denti dalla posizione esistente alla posizione pianificata. I denti dentali devono spostare i denti attraverso la forza dal cavo, dalla staffa e dal tubo buccale, dalla fascia preconsaldata con il tubo buccale, per spostare i denti in posizione progettata e allineare i denti alla fine. Viene usato da ortodontisti clinici per il trattamento ortodontico della dentizione umana.

### **Tipo di prodotto e specifiche:**

La fascia prefronzata con tubo bucco è divisa in due tipi: il tubo lineare e il tubo Edgewise. Le specifiche comprendono il tubo saldabile Edgewise, il tubo saldabile Edgewise, il tubo di tipo A, il tubo saldabile diritto-filo Roth, e il cavo saldabile McBeTr. Diviso in diverse specifiche a seconda della circonferenza della banda.

### **Proprietà del prodotto:**

1. La fascia a fascia pre-saldata con tubo bucco deve essere rigida.
2. I materiali del tubo ortodontico bucco con anello sono 17-4ph e 06Cr19910, che sono conformi alle disposizioni di GB/ t1220-2007 asta di acciaio inossidabile e hanno una buona biocompatibilità.
3. È richiesta la forza di saldatura tra nastro e tubo bucco.

### **Installare e utilizzare il metodo:**

1. Il prodotto è disponibile solo per dentisti con formazione.
2. Prima dell'uso del prodotto, la superficie dei denti deve essere pulita e il prodotto deve essere pulito e disinfettato.
3. Il reagente speciale per incollaggio ortodontico deve essere incollato in modo omogeneo all'interno della banda.
4. Mettere correttamente la fascia al dente e attendere l'asciutto del reagente di legame.
5. Ogni riferimento del prodotto è destinato a denti diversi. Può adattarsi solo ai denti progettati. Qualsiasi uso improprio non soddisfa l'obiettivo del trattamento. Inoltre, potrebbe chiamare occlusione sbagliata.
6. Una volta che la banda è calata durante il trattamento, il reagente incollato deve essere lo stesso riferimento e il tipo dello stesso produttore.
7. Dopo il trattamento, l'eliminazione del prodotto deve essere impartita da medici



dentisti per evitare qualsiasi lesione del paziente.

8. Il prodotto è autorizzato a saldare con altri accessori ortodontici. Tuttavia, la forza di saldatura è necessaria per evitare la caduta.

**Carenze da utilizzare per prodotti con diversa tipologia e specifica:**

1. Poiché la fascia pre-saldata con tubo di buccia per filo rettilineo non è fissata con angolo, il dentista deve piegare il filo in un luogo di filo da parte delle mani, in modo da garantire che la posizione e l'angolo del prodotto siano compatibili con ogni dente.

2. Poiché l'angolo della fascia pre-saldata con tubo di buccia per filo di taglio è stato impostato, il dentista non ha bisogno di piegare il filo. Un normale filo di profilo è disponibile in funzione della posizione e dell'angolo del prodotto attraverso la semplice messa del filo nel foro del prodotto.

**Carri:**

1. Si tratta di un obbligo di trattamento di disinfezione del prodotto prima dell'uso. Il lavaggio normale e/o la pulizia con alcool non cambieranno colore o profilo del prodotto e non influenzeranno i risultati del trattamento.

2. Non è consentito mordere cibi duri durante il trattamento. Potrebbe cadere il prodotto.

3. Il prodotto è usato per una volta e non è consentito usare ripetere.



**Controindicazioni:**

Paziente allergico all'acciaio inox.



Il prodotto può essere utilizzato solo per una volta. Non è consentito l'uso ripetuto.

**Stoccaggio:** Conservare in atmosfera non corrosiva e ambiente ventilato

**Termine di scadenza:** 3 anni. La data di fabbricazione e il numero di lotto sono indicati sul pacchetto

Version: A/2 2020-12

**Segno:**



Lotus NL B.V.  
Koningin Julianaplein 10, le Verd, 2595AA,  
L'Aia, Paesi Bassi  
E-mail: peter@lotusnl.com  
Tel: +3164416899

Materiale e dispositivi innovativi, Inc.  
Edificio, No. 615, Fengdeng Road, Jiading District, Shanghai

**Innovative Material and Devices, Inc.**

---

Tel: 86-21-59655556 Fax:86-21-596686  
www.imdmedical.com

<https://www.imdmedical.com/>  
[export@imdmedical.com](mailto:export@imdmedical.com)