

Instruction Manual for Pre-welded band with buccal tube

Ime proizvoda: Predmetnuti bend s košarnom cijevima

Aplikacija:

Pravdantska košarka s bendom se koristi za ortodontanski zubar. U kliničkoj operaciji, ortodontna cijev za bend je postavljena na površini zuba kako bi se pružila podrška korekciji malformiranih zuba i ostvarila cilj usklađivanja zuba.

Funkcija proizvoda:

Poravnanje zuba je vrlo spor proces. Potrebni su profesionalni zubarci da dizajniraju metode liječenja i prebace zube iz postojeće pozicije na planiranu poziciju. Zubi se premještaju zubi kroz silu iz žice, narukvice i košuljke cijevi, predmetnuti bend s košuljkom cijevima kako bi se konačno pomjerali zubi na dizajniranu poziciju i prilagodili zube. To se koristi klinički ortodontisti za ortodontno liječenje ljudskih zubara.

Tip i specifikacija proizvoda:

Pre-welded bend s bakalnim cijevima podijeljen je u dvije vrste: Prava žica i Edgewise cijev. Specifikacije uključuju Edgewise weldable tube, Edgewise weldable tube A tip tube, weldable straight-Wire tube, weldable straight-Wire Roth, i weldable straight-Wire McBeTr.

Podijeljen u različite specifikacije prema okruženju benda.

Posebности proizvoda:

1. Grup u predmetnom bendu s bakalnim cijevima mora biti čvrst.
2. The materials of the orthodontic buccal tube with ring are 17-4ph and 06Cr19Ni10, which are in accordance with the provisions of GB/ t1220-2007 stainless steel rod and have good biocompatibility.
3. Potrebna je dobrotvorna snaga između benda i kovačke cijevi.

Instalirati i koristiti metodu:

1. Proizvod je dostupan samo za zubara s obukom.
2. Prije primjene proizvoda, površina zuba treba očistiti i proizvod treba očistiti i dezinficirati.
3. Posebni ortodontni reagent vezanja treba uložiti homogenetski unutar benda.
4. Stavite bend ispravno na zub i čekajte suho reagenta vezivanja.
5. Svaka referencija proizvoda je dizajnirana za različite zube. Može uklopiti samo dizajnirani zub. Svaka pogrešna primjena neće ispuniti cilj liječenja. Osim toga, to može nazvati pogrešno zaključavanje.
6. Kada se bend ispadne tijekom liječenja, reagent ponovno zasampljen mora biti isti reference i tip istih proizvođača.
7. Nakon liječenja, uklanjanje proizvoda mora biti pod uputom zubnih liječnika kako bi se izbjegao povreda bolesnika.
8. Proizvod je dozvoljeno isprazniti s drugim ortodontnim pristupnicima. Međutim, potrebna

je dobrotvorna snaga da izbjegne pad.

Pobrinite se za primjenu proizvoda s različitim vrstom i specifikacijom.

1.Zato što predmetnuti bend sa bakkalnim cijevima za ravnu žicu nije postavljen uglom, zubar mora skloniti žicu na relevantnom mjestu žice rukama, kako bi se osigurao da se položaj i ugl proizvoda uklapa svakim zubom.

2.Zato što je ugao predmetnutog benda sa košarnom cijevima za žicu na edgewise postavljen, zubar ne mora skloniti žicu.Normalna žica profila je dostupna prilagođena pozicijom i uglom proizvoda prosto stavljajući žicu u rupu proizvoda.

Pažnja:

1.To mora učiniti dezinfekciju liječenja proizvoda prije primjene.Normalno pranje i/ili čis to alkoholom neće promijeniti boju ili profil proizvoda i neće utjecati na rezultate liječenja.

2.Tijekom liječenja nije dozvoljeno ugrizati tešku hranu.It may drop the product.

3.The product is used for one time and not allowed to use repeat.



Kontrindikacije:

Pacijent je alergičan na bezmrzovoljni čelik.



Proizvod se može koristiti samo jednom.Nema ponavljanja dozvoljene.

Čuvanje: Čuvanje u neokorozivnoj atmosferi i ventilacijskom okruženju

Termin isteka: 3 godine.Datum proizvodnje i broj puno se označava na paketu

Version:A/2 2020-12

Mark:



Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10,le Verd,2595AA,
Haga, Nizozemska
E-mail:peter@lotusnl.com
Tel: +31644168999

Innovativni materijal i uređaji,Inc.
Građevina #5, No.615, Fengdeng Road, Jiading District, Shanghai
Tel: 86-21-59156556 „Faks:86-21-59156686
www.imdmedical.com