

## Manual de instrucciones de las pinzas de ortodoncia

Nombre del producto: alicates de ortodoncia

Ámbito de aplicación: se utiliza para cortar, sujetar, doblar el arco o el alambre de ligadura, quitar los soportes de unión, los lazos de banda, etc.en el proceso de tratamiento de ortodoncia.

Especificación del modelo de producto:

Los alicates de ortodoncia se dividen en dos tipos, con incrustaciones y sin incrustaciones. Los modelos clasificados según la forma de la cabeza se muestran en la siguiente tabla:

De serie	Modelo	De serie	Modelo
1	Alicates para cortar extremos	22	Tres pinzas de pico
2	Alicates de corte de extremo de mango largo	23	Alicates de corte de alambre grueso
3	Alicates para cortar filamentos	24	Alicates en forma de V
4	Alicates de corte de extremo de mango largo	25	Alicates trapezoidales de media luna
5	Alicates para cortar extremos	26	Alicates de torsión para formar
6	Alicates para formar filamentos	27	Alicates multifunción
7	Alicates de corte de cinta formadora de filamentos	28	Alicates para decapar tubos bucales
8	Alicates pequeños sol luna	29	Alicates para anillos divisores
9	Alicates de sujeción de gancho libre	30	Alicates dinamométricos de doble punta
10	Alicates para quitar soportes	31	Alicates dinamométricos de un solo cabezal
11	Alicates de extracción de	32	Alicates verticales

	soportes de cabeza larga		
12	Pinzas de extracción de brackets posteriores	33	Alicates horizontales
13	Alicates KIM	34	Pinzas de lágrima
14	Alicates para quitar anillos	35	Alicates perforadores (6 mm)
15	Alicates para quitar anillos de diadema larga	36	Alicates perforadores (3 mm)
16	Alicates para doblar extremos	37	Pinzas de soporte
17	Alicates trapezoidales	38	Pinza para tubo bucal
18	Pinzas de Hor	39	Alicates de sujeción de agujas
19	Alicates para quitar aglutinantes	40	Alicates para formar con anillo
20	Alicates para doblar níquel-titanio	41	Alicates multifunción
21	Alicates para doblar verticales	42	Abrazadera

estructura del producto:

Por lo general, consta de la pinza de pico, las articulaciones y el mango de la pinza. Las mordazas de los alicates se pueden fabricar en diferentes formas según el propósito, y generalmente están hechas de acero inoxidable. Suministrado sin esterilizar.

Rendimiento del producto:

Las pinzas de ortodoncia son herramientas auxiliares clínicas que los médicos suelen utilizar en el proceso de tratamiento de ortodoncia. Las pinzas de ortodoncia se pueden usar para doblar o cortar los arcos de alambre de ortodoncia, quitar los brackets adheridos o las presillas de banda y colocar bandas de goma o ganchos libres.

Contraindicaciones:

No.

Instrucciones

1. Las pinzas de ortodoncia deben ser utilizadas por dentistas capacitados profesionalmente;
2. El nuevo producto debe desinfectarse después de desembalarlo. El método de desinfección recomendado es la esterilización con vapor a presión, es decir, la temperatura es de 132 ~ 134 °C y el tiempo es de 4 minutos.

**Precauciones:**

Desinfecte las pinzas de ortodoncia antes y después de su uso para prevenir infecciones cruzadas.

Asegúrese de que la superficie del instrumento esté seca. La erosión a largo plazo por humedad causará problemas como decoloración y oxidación del cuerpo de la abrazadera.

Si encuentra rebabas, grietas, etc. en la superficie de las pinzas de ortodoncia, debe dejar de usarlas.

Si las pinzas de ortodoncia con cuchillas se usan por un período de tiempo, si se desafilan, deje de usarlas.

Es para uso de ortodoncia solo por ortodoncistas. Se prohíbe el uso no intencionado.

**Instrucciones de mantenimiento**

Use un gabinete esterilizador de vapor a presión al vacío para esterilizar antes y después del uso, y no entre en contacto con sustancias corrosivas.

**Condiciones de almacenaje**

Debe almacenarse a temperatura ambiente, la humedad relativa no supera el 80%, sin gas corrosivo y en una habitación bien ventilada.

**Período de garantía:**

Los alicates de ortodoncia tienen una garantía de cinco años a partir de la fecha de salida de la fábrica bajo la condición de observar las reglas de almacenamiento, transporte, almacenamiento y uso. La fecha de producción y el número de lote de producción se muestran en la etiqueta del empaque.

Fecha de compilación: 18 de noviembre de 2019 Número de versión: A / 0 2019

**Marcos:**



Lotus NL B.V.  
Koningin Julianaplein 10,le Verd,2595AA,  
The Hague,Netherlands  
E-mail: peter@lotusnl.com  
Tel: +31644168999



Innovative Material and Devices, Inc  
Building #5, No.615, Fengdeng Road, Jiading District, Shanghai  
Tel: 86-21-59156556 Fax:86-21-59156686  
www.imdmedical.com

Cuando la empresa envía la especificación del producto y la muestra de diseño de etiqueta de unidad mínima de venta, asume los siguientes compromisos:

La empresa se compromete a cumplir con los requisitos pertinentes del “Anuncio sobre asuntos relacionados con la presentación de dispositivos médicos de clase I” (Anuncio No. 26, 2014) de la Administración Estatal de Alimentos y Medicamentos sobre “Muestras de diseño de etiquetas de unidades de ventas mínimas y manuales de productos ”, Marque el número de registro en el manual y la etiqueta del dispositivo médico.

La compañía promete: El diseño de etiquetas y manuales de dispositivos médicos cumplen con las leyes y regulaciones.

Material y dispositivos innovadores, Inc.  
18 de octubre de 2019