

# Používateľská príručka

Názov produktu: Ortodontická kovová konzola

## Zamýšľané použitie

Na korekciu zubov stomatológie sa používa ortodontická konzola. V klinickej prevádzke upevníte ortodontickú konzolu na povrch zubov, ponúknite podpornú silu na korekciu zdeformovaného zuba a vycentrujte účel vyrovnania zuba.

## Funkcia produktu :

Ortodontické ošetrenie je dlhý a pomalý proces, počas ktorého sú nevyhnutní profesionálni zubní lekári pre manipuláciu s neodhaleným zubom rôznymi metódami, ako aj pre presun zuba do správnej polohy. Profesionálni zubári kladú na zub rôzne ortodontické sily pomocou ortodontickej konzoly, bukálnej trubice, pásky a iných ortodontických výrobkov, aby bolo možné presunúť zub do správnej polohy, aby sa dosiahol účel vyrovnania zuba.

## Špecifikácie typu produktu:

Práškovkej metalurgie kovové svorky sú rozdelené do Copolla, Ophra, Atua, Pre MIM zákon MIM Päť druhov modelov, v súlade s technickými parametrami práškovej metalurgie kovových držiakov sú rozdelené do Roth, Mc B e T r, R OTH +, na výšku f nášho druhu špecifikácií, konkrétne technické údaje modelu pozri harmonogram.

## Hlavná štruktúra:

Kovová konzola pre práškovú metalurgiu je podľa typu rozdelená na bežné kovové konzoly a kovové samosvorné konzoly a kovová konzola pre práškovú metalurgiu je vyrobená zo surovín z nehrdzavejúcej ocele 05C r 17N i 4C u 4N b podľa GB / T 1220 -2007 „tyč z nehrdzavejúcej ocele“ a materiál základnej dosky je vyrobený z GB / T 1220-2007 „NEREZOVÁ tyč z ocele“ pre materiál z nehrdzavejúcej ocele 06 C r19 N i10 vyrobený zo surovín. Kovová konzola práškovej metalurgie pozostáva zo základne a spodnej dosky (kovová samosvorná konzola obsahujúca šrapnel).

## Spôsob splátky a prihláška:

1. Pred použitím očistite povrch zubov a spodnú časť siete konzoly
2. Pred použitím by mali zubári dokončiť prvú fázu prípravných prác, ako je čistenie povrchu zubov a základne mriežky konzoly .. atď. , A tento výrobok sterilizovať.
3. Rovnomerne rozotrite špeciálne ortodontické lepidlo na povrch zubov a základňu mriežky konzoly.
4. Vložte ortodontickú konzolu do správnej polohy povrchu zubov ; po reakcii lepidla ho zafixujte.
5. Každý držiak byť len pre menovaný zubov pozíciu, inak wouldn ' t dostať očakávaný efekt, dokonca spôsobiť oklúzny poruchy.
6. Ak konzola počas liečby spadne, mali by ste použiť konzolu od rovnakého výrobcu ako doplnkovú.

7. Po ukončení ortodontickej liečby by sa konzola mala odstrániť pod vedením lekára, aby nedošlo k zbytočnému poškodeniu.

### **Metóda otvárania a zatvárania posúvača alebo šrapnelu samosvornej konzoly práškovej metalurgie:**

1. Kovová samosvorná konzola (výsuv) Otvorená: Pomocou špeciálnej konzoly odomknite nástroj do drážky. Otočte o 90 stupňov, aby ste uvoľnili drôt dovnútra a von z drážky.
2. Kovové samosvorné konzoly (posuvné) Zatváranie: Pomocou špeciálnych klieští alebo prstov pozdĺž konzol v smere naklonenia hriadeľa zatlačte na posúvač, aby bol zreteľný „ťah“ na dokončenie zatvárania.
3. Kovová samosvorná konzola (šrapnel) Otvorená: Na zahnutie hrotu konca pružiny v konzolách pozdĺž smeru sklonu hriadeľa k čeľusti k SANLA použite špeciálny odomykací nástroj konzoly, ktorý môžete otvoriť alebo pomocou špeciálneho nástroj na odomknutie konzoly vložený do drážky v šrapnele, ktorá sa otáča otvorene.
4. Kovová samosvorná konzola (šrapnel) Zatvorte: Použite prst pozdĺž konzol v smere svetelného uhla svetla. Zatlačením sa dá šrapnel uzavrieť.

### **Opatrenia:**

1. Tento výrobok je určený na použitie iba zubnými lekármi po zaškolení.
2. Použitie tohto produktu pred bežným čistením alebo alkoholovým tampónom, vyčistené bez akýchkoľvek zmien farby a tvaru, nemá vplyv na efekt nápravy.
3. Používajte tento výrobok, prosím, nejedzte viac tvrdého jedla, aby ste zabránili vypnutiu kovových konzol práškovej metalurgie.
4. Tento produkt je možné použiť iba jednorazovo, nie opakovane.



### **Kontraindikácie:**

1. Pacientov s ochorením parodontu je potrebné pred použitím dobre liečiť.
2. Pri alergii na nehrdzavejúcu oceľ a nikel.
3. Ostatné príkazy na zabezpečenie súladu.

**Metóda konzervácie :** V nekorozívnom plyne, vetranom prostredí, aby sa ušetrila.

**Doba platnosti:** Balené ortodontické kovové konzoly sa používajú 3 roky od dátumu odoslania. Za podmienok dodržiavania pravidiel skladovania a používania. Dátum výroby a číslo výrobnej šarže nájdete na obale.

Dátum kompilácie: 25. októbra 2016

### **Značka:**





Lotus NL B.V.

Koningin Julianaplein 10,le Verd,2595AA,

Haag , Holandsko

E-mail: [peter@lotusnl.com](mailto:peter@lotusnl.com)

Tel: +31644168999



Inovatívny materiál a zariadenia, Inc

Building #5, No.615, Fengdeng Road, Jiading District, Shanghai

Tel: 86-21-59156556 Fax:86-21-59156686

[www.imdmedical.com](http://www.imdmedical.com)